

**ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Врач-эндодонтист Бобкова Елена Александровна**

№ п/п	Наименование услуг	Цена, руб
	1. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ	
2.2	Фиксация штифта на стеклоиномерный цемент	1400
2.3	Подготовка зуба под вкладку	850
2.4	Извлечение металлического штифта	700
2.5	Извлечение инородного тела, стекловолоконного штифта из к/к:	
2.5.1	- устье	2000
2.5.2	- средняя треть	3500
2.5.3	- верхушка	5000
9	Лечение пульпита постоянного одноканального зуба (эндодонтический этап)	
9.1	- с пломбированием 1 корневого канала пастой Forfenan, Canason	2000
9.2	- с пломбированием 1 корневого канала методом латеральной конденсации гуттаперчи	2200
9.3	- с пломбированием 1 корневого канала горячей гуттаперчей с применением аппарата BeeFill	2350
9.4	С временным пломбированием корневого канала	1500
	Лечение пульпита постоянного 1 канального зуба (эндодонтический этап) после временного пломбирования корневого канала с постоянным пломбированием	
9.5	- пастой Forfenan, Canason	850
9.6	- с пломбированием 1 корневого канала методом латеральной конденсации гуттаперчи	1200
9.7	- с пломбированием 1 корневого канала горячей гуттаперчей с применением аппарата BeeFill	1400
10	Лечение пульпита постоянного двухканального зуба (эндодонтический этап)	
10.1	- с пломбированием 2 корневых каналов пастой Forfenan, Canason	2700
10.2	- с пломбированием 2 корневых каналов методом латеральной конденсации гуттаперчи	3200
10.3	- с пломбированием 2 корневых каналов горячей гуттаперчей с применением аппарата BeeFill	3600
10.4	С временным пломбированием 2 корневых каналов	2200
	Лечение пульпита постоянного 2 канального зуба (эндодонтический этап) после временного пломбирования корневых каналов с постоянным пломбированием 2 корневых каналов	
10.5	- пастой Forfenan, Canason	1500
10.6	- методом латеральной конденсации гуттаперчи	2000
10.7	- с пломбированием 2 корневых каналов горячей гуттаперчей с применением аппарата BeeFill	2300
11	Лечение пульпита постоянного трехканального зуба (эндодонтический этап)	
11.1	- с пломбированием 3 корневых каналов пастой Forfenan, Canason	3500
11.2	- с пломбированием 3 корневых каналов методом латеральной конденсации гуттаперчи	4400
11.3	- с пломбированием 3 корневых каналов горячей гуттаперчей с применением аппарата BeeFill	4900
11.4	С временным пломбированием 3 корневых каналов	3000
	Лечение пульпита постоянного 3 канального зуба (эндодонтический этап) после временного пломбирования корневых каналов с постоянным пломбированием 3 корневых каналов	
11.5	- пастой Forfenan, Canason	2200
11.6	- с пломбированием методом латеральной конденсации гуттаперчи	2700

11.7	- с пломбированием корневого канала горячей гуттаперчей с применением аппарата BeeFill	3200
12	Лечение пульпита постоянного четырехканального зуба (эндодонтический этап)	
12.1	- с пломбированием 4 корневых каналов пастой Forfenan, Canason	4800
12.2	- с пломбированием 4 корневых каналов методом латеральной конденсации гуттаперчи	5700
12.3	- с пломбированием 4 корневых каналов горячей гуттаперчей с применением аппарата BeeFill	6200
12.4	С временным пломбированием 4 корневых каналов	3300
	Лечение пульпита постоянного 4 канального зуба (эндодонтический этап) после временного пломбирования корневых каналов с постоянным пломбированием 4 корневых каналов	
12.5	- пастой Forfenan, Canason	2800
12.6	- с пломбированием методом латеральной конденсации гуттаперчи	3600
12.7	- с пломбированием корневого канала горячей гуттаперчей с применением аппарата BeeFill	4200
13	Лечение периодонтита постоянного одноканального зуба (эндодонтический этап)	
	С пломбированием 1 корневого канала	
13.1	- пастой Forfenan, Canason	1500
13.2	- с пломбированием методом латеральной конденсации гуттаперчи	1700
13.3	- с пломбированием корневого канала горячей гуттаперчей с применением аппарата BeeFill	1900
13.4	С временным пломбированием 1 корневого канала	1800
	Лечение периодонтита после временного пломбирования 1 корневого канала с постоянным пломбированием	
13.5	- пастой Forfenan, Canason	850
13.6	- с пломбированием методом латеральной конденсации гуттаперчи	1200
13.7	- с пломбированием корневого канала горячей гуттаперчей с применением аппарата BeeFill	1400
14	Лечение периодонтита постоянного двухканального зуба (эндодонтический этап)	
14.1	С пломбированием 2 корневых каналов	
	- пастой Forfenan, Canason	2700
14.2	- с пломбированием методом латеральной конденсации гуттаперчи	3200
14.3	- с пломбированием корневого канала горячей гуттаперчей с применением аппарата BeeFill	3600
14.4	С временным пломбированием 2 корневых каналов	2200
	Лечение периодонтита после временного пломбирования 2 корневых каналов с постоянным пломбированием	
14.5	- пастой Forfenan, Canason	1500
14.6	- с пломбированием методом латеральной конденсации гуттаперчи	2000
14.7	- с пломбированием корневого канала горячей гуттаперчей с применением аппарата BeeFill	2300
15	Лечение периодонтита постоянного трехканального зуба (эндодонтический этап)	
15.1	С пломбированием 3 корневых каналов	
	- пастой Forfenan, Canason	3500
15.2	- с пломбированием методом латеральной конденсации гуттаперчи	4400
15.3	- с пломбированием корневого канала горячей гуттаперчей с применением аппарата BeeFill	4900
15.4	С временным пломбированием 3 корневых каналов	3000
	Лечение периодонтита после временного пломбирования 3 корневых каналов с постоянным пломбированием	
15.5	- пастой Forfenan, Canason	2200
15.6	- с пломбированием методом латеральной конденсации гуттаперчи	2700

15.7	- с пломбированием корневого канала горячей гуттаперчей с применением аппарата BeeFill	3200
16	Лечение периодонтита постоянного четырехканального зуба (эндодонтический этап)	
16.1	С пломбированием 4 корневых каналов - пастой Forfenan, Canason	4800
16.2	- с пломбированием методом латеральной конденсации гуттаперчи	5700
16.3	- с пломбированием корневого канала горячей гуттаперчей с применением аппарата BeeFill	6200
16.4	С временным пломбированием 4 корневых каналов	3300
	Лечение периодонтита после временного пломбирования 4 корневых каналов с постоянным пломбированием	
16.5	- пастой Forfenan, Canason	2800
16.6	- с пломбированием методом латеральной конденсации гуттаперчи	3600
16.7	- с пломбированием корневого канала горячей гуттаперчей с применением аппарата BeeFill	4200
17	Восстановление постоянного зуба пломбой из композита светового отверждения при разрушении коронковой части более чем на 50%	3600